

公差等级 Tolerance Grade	尺寸分段 / Dimension Range							
	>0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-12000	
	F(精密级) F(Precision)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
	M(中等级) M(Medium)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
C(粗糙级) C(Rough)	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	

版本 Ver.	区域 Position	更改内容 Changed Content	签名 Signed By	日期 Date
A0		首次发行	毕静静	2023.12.14
A1		电池容量1300mAh修改为1200mAh	毕静静	2023.12.27
A2		修改充电说明①	毕静静	2024.01.03



本使用说明书由美的集团全资子公司编写，美的集团可能对本使用说明书中的印刷错误、不准确的翻译或信息进行必要的更新和修改，届时恕不另行通知。如有任何疑问，恕不另行通知。但是，此类更改将纳入到本产品的最新版本中，所有照片仅供参考，请以实物为准。

### 安全注意事项

使用本产品前请务必阅读安全注意事项。安全注意事项能帮助您安全正确地使用本产品，避免他人人身安全等。

- 加劲、加温、化学药品等可能引起敏感皮肤或化学药品的环境，严禁使用。
- 定期检查及清洗充电口，以防止灰尘和污垢的聚集降低充电效率，从而引起过热或充电器异常等不悦后果。
- 不建议在浴室安装充电！请勿将充电器放置在水面上方或者附近，例如：浴室、洗手间、水浴等。
- 禁止转动牙刷头，以免损坏电动牙刷电机。

特别注意：  
· 首次使用本产品时，由于牙刷头高速旋转和高频振动带来的刺激性冲击，部分人群可能会出现牙龈刺痛甚至出血，属正常现象，建议使用轻柔模式或定时，待适应后再使用其他模式。若使用过程中仍出现上述情况，请停止使用本产品并及时咨询牙医。
- 若接触不洁、潮湿或腐蚀性物质，请及时清洁及取出牙刷头，并更换新的牙刷头。本产品不具备防水功能，请勿在水龙头下冲洗牙刷头，以免造成内部零件损坏。
- 以下人群慎用或向医生咨询后方可使用：  
· 刚做过口腔手术或拔牙者  
· 患有严重牙周病或牙龈炎者  
· 患有口腔溃疡或口腔溃疡者  
· 患有牙龈炎或牙周炎者  
· 患有牙龈出血者  
· 患有牙龈萎缩者  
· 患有牙龈增生者  
· 患有牙龈炎或牙周炎者  
· 患有牙龈出血者  
· 患有牙龈萎缩者  
· 患有牙龈增生者

### 产品简介

部件展示

配件清单  
刷头\*2、Type-C充电线、说明书、产品卡

### 使用说明

基本操作  
开机启动  
功能切换  
智能记忆  
智能定时

### 模式介绍

清洁模式  
轻柔模式  
亮白模式  
抛光模式  
按摩模式

### 使用步骤

安装刷头  
添加牙膏  
启动刷牙  
清洁刷头  
科学刷牙

S1PX  
400-8609-663  
广东美的技术服务有限公司  
地址：佛山市顺德区龙江镇北涌社区居委会  
肇庆路11号大美的全球创新中心4楼2006室  
www.midea.com

### 清洁牙刷

刷牙后，冲洗牙刷，并晾干。

### 充电说明

· 器具充电时必须使用输出端为DC5V/1A（或同等输出端）的充电器（5V/1A）或具有400mA-2000mA输出要求的USB充电器充电。

· 首次充电时，请打开充电盖，直至充满后再使用。

· 第一次充电时，请打开充电盖，将充电口与充电线连接，并确认充电线已安全连接。

· 若9个月以上没有使用牙刷，请根据上述充电要求充电，直至充满。

· 如果长时间没有充电，再次充电时指示灯会过10分钟才会亮，属于正常现象。

· 当正常充电时，牙刷不可工作。电量指示灯不亮即表示无法充电，电量指示灯亮表示正在充电。

· 若使用过程中电量指示灯闪烁，则表示电量不足，需要及时充电。

· 充满电约需5小时。

### 清洁保养

· 充电时主体如有异常发热属正常情况，如手感觉到明显烫，请立即切断电源，联系厂家进行维修。

· 充电时请保持充电口和充电线接口处环境干燥、无污垢、无灰尘。

### 保养与维护

· 日常使用后请及时关闭产品电源开关，随后将牙刷与刷头冲洗干净，放置于干燥通风处。

· 收到新牙刷时，请及时将产品放置于安全、干燥、通风且儿童接触不到的地方。

· 建议每三个月更换一次刷头。

### 型号规格

产品型号: S1PX  
规格尺寸: 26.5\*26.5\*248mm  
工作电压: 3.7V  
额定功率: 5W  
额定容量: 1200mAh  
充电时间: 约5h  
充电效率: 约90%  
电 源 线: Type-C充电线

### 故障处理

故障现象	原因分析	解决办法
无法开机	牙刷头未插入充电口	检查牙刷头是否插入充电口
无法充电	充电器未充电	检查充电器是否正常工作
无法充电	充电器未充电	检查充电器是否正常工作
无法充电	充电器未充电	检查充电器是否正常工作

备注：若故障无法解决，请及时联系售后服务人员。服务热线：400-8609-663

### 环保清单

产品中有害物质的名称及含量

名称	单位	含量	备注
铅	mg/kg	0.00	符合RoHS
镉	mg/kg	0.00	符合RoHS
汞	mg/kg	0.00	符合RoHS
六价铬	mg/kg	0.00	符合RoHS
多环芳烃	mg/kg	0.00	符合RoHS
邻苯二甲酸酯	mg/kg	0.00	符合RoHS

### 电池取出方法

· 警告：拆卸电池后，产品将报废。下述操作仅供售后人员参考，日常使用请勿自行拆卸。

· 请将牙刷断电，使用工具拆除外壳。

· 拆下电池，并用绝缘胶布将端子包裹。

· 废弃电池请放置到指定回收点，请勿随意丢弃。

### 产品保修卡

客户信息  
姓名: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
产品信息  
产品名称: \_\_\_\_\_  
销售日期: \_\_\_\_\_  
保修日期: \_\_\_\_\_  
故障描述: \_\_\_\_\_

### 售后政策

7天无理由退货  
365天保修

· 本产品保修期内，因产品质量问题导致的产品故障，经维修后仍无法正常使用的，我们将提供免费更换服务。

· 本产品保修期自购买之日起计算，保修期为365天，自购买之日起计算。

· 本产品保修期内，因产品质量问题导致的产品故障，经维修后仍无法正常使用的，我们将提供免费更换服务。

技术要求:  
1.尺寸:65\*120mm 公差:±1mm;  
2.工艺材质: 105g哑粉纸,4色印刷,表面过哑油,风琴折;  
3.未注公差尺寸参考左上角公差范围。

产品型号ProductNo.	S1PX K9493	设计DesignedBy	毕静静	日期Date	2024.01.03
模具编号 MouldNo.		审核CheckedBy		日期Date	
零件名称 PartName	说明书	审批ApprovedBy		日期Date	
零件编码 PartNo.	1402010844	比例 Scale	1:1	单位 Unit	mm
零件材料 Material		视角Projection	⊕ ⊖	版本 Ver.	A2

深圳柏斯曼电子科技有限公司  
ShenZhen Besman Electronic Technology Co., Ltd.